

KERN ORA32BA

Domaine d'application sucre



Système de mesure

ATC:	oui
Division:	0,200 %
Graduations:	Brix
Plage de mesure:	0 % - 32 %

Prestation (en option)

Certificat d'étalonnage usine:	961-290
--------------------------------	---------

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	215 x 94 x 65 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	310 g
Poids net:	257,720 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions (LxPxH):	178 x 40 x 40 mm
---------------------	------------------

Piktogramme

STANDARD



OPTION

