



Hématologie

Z3

Analyseur d'Hématologie

Il s'agit d'un analyseur d'hématologie 3-diff de nouvelle génération conçu spécialement pour les petits laboratoires



Analyseur d'Hématologie Z3



Le Z3 est un analyseur hématologique 3-diff avec 21

paramètres et 3 histogrammes. Il est conçu pour les laboratoires avec des charges de travail à faible volume, mais il est également capable de servir de solution de secours pour les laboratoires de taille moyenne ou grande. Ce Z3 peut vous fournir des résultats fiables et optimiser l'efficacité de votre flux de travail grâce à son interface de menu intuitive, son système de manipulation de liquides simplifié et son module matériel hautement intégré.

Caractéristiques

paramètres

23 paramètres,
3 histogrammes (GB / GR / PLT)

Entrée

écran tactile de 10,4 pouces,
souris et clavier (en option)

Volume d'échantillon

sang veineux/sang capillaire 10 µL,
sang capillaire prédilué 20 µL

Facilité d'utilisation

interface de pré-dilution bien conçue,
lyse intégrée

Gestion des erreurs

système d'alarme automatique,
résolution en un clic

Sortie

enregistreur intégré,
imprimante externe

Dimensions (mm)

300 (L) x 400 (P) x 410 (H)

Poids :

20 Kg

