

maccura

Automate D'immuno-Hormonologie



maccura i800

Automate
D'immuno-Hormonologie

FIABLE - RAPIDE - COMPACT MAIS PUISSANT



i800

Automate D'immuno-hormonologie

L'i 800 Analyseur de Chimiluminescence Automatique utilise une technologie de chimiluminescence directe à l'ester-acridinium basée sur des particules magnétiques, répondant aux exigences de détection de divers scénarios d'application.

Il possède la vitesse d'analyse la plus rapide de 200 T/H et présente des avantages significatifs par rapport à des modèles de positionnement similaires. Avec 20 positions de réactifs réfrigérés, il répond aux besoins des laboratoires de base pour effectuer des projets de routine ou des paramètres spéciaux pour les projets spéciaux ambulatoires et d'urgence dans les laboratoires de taille moyenne et grande.

Caractéristiques

Fiable

La contamination croisée est minimisée, le transfert est inférieur à 0,1 PPM.

Le système de séparation magnétique multiple minimise la perte de billes magnétiques et garantit une performance parfaite.

Large menu de tests : Plus de 130 éléments au total.

Excellentes performances pour les tests de maladies infectieuses.

Stabilité en ligne à long terme.

Rapide

Débit : 200 T/H. Temps jusqu'au premier résultat : 14 min.

Compact mais puissant

Facile à utiliser avec un écran tactile intégré.

Conception compacte pour divers scénarios d'application.

Avantages techniques

1. Encombrement réduit avec une sortie élevée par unité de surface et un coût inférieur.
2. 20 positions de réactifs, répondant aux besoins variés des clients
3. La vitesse la plus rapide de 200 tests/heure, avec des avantages significatifs par rapport aux modèles de positionnement similaires.
4. Canal STAT dédié, test prioritaire des échantillons d'urgence.
5. Les cuvettes de réaction sont jetées pour une séparation solide-liquide afin d'assurer la biosécurité.
6. L'i 800 est équipé d'un écran tactile pour l'opération, aucun ordinateur externe n'est nécessaire.
7. Maintenance intelligente.

